

# Blauton® Plus

Blauton Plus le permite ofrecer la mejor solución auditiva a sus pacientes. Tanto para quienes lo usan como su primer audífono como para quienes ya están acostumbrados, notarán una mejoría sensible en su capacidad de audición y calidad de vida. Porque Blauton Plus les devuelve los sonidos que se han estado perdiendo, les permite volver a vivir la vida al máximo, a un precio que se pueden permitir.



## CIC Blauton Plus

🔊 Pérdida Leve a Moderada



**Estilo** Intracanal

**Pila** 10

**Ganancia en dB** 44

**Salida en dB SPL** 121

**Canales** 4

**Programas** 1

**Calibración** PC

## ITC Blauton Plus

🔊 Pérdida Media



**Estilo** Intracanal

**Pila** 312

**Ganancia en dB (Potente)** 60

**Salida en dB SPL (Potente)** 127

**Canales** 4

**Programas** 1/3

**Calibración** PC

## ITE Blauton Plus

🔊 Pérdida Media a Severa



**Estilo** Intracanal

**Pila** 13

**Ganancia en dB (Potente)** 66




**Salida en dB SPL (Potente)** 136

**Canales** 4

**Programas** 1/3


**Calibración** PC

Rango de ajuste




# Blauton Plus MT \*

Pérdida Moderada a Severa



- Estilo BTE
- Pila 13
- Ganancia en dB 69
- Salida en dB SPL 133
- Canales 4
- Programas 3
- Calibración PC




1 Configuración abierta 2 Configuración cerrada

# Blauton Plus XT \*

Pérdida Severa a Profunda



- Estilo BTE
- Pila 13
- Ganancia en dB 75
- Salida en dB SPL 140
- Canales 4
- Programas 3
- Calibración PC




# Blauton Plus PT

Pérdida Profunda a Restos Auditivos



- Estilo BTE
- Pila 675
- Ganancia en dB 86
- Salida en dB SPL 144
- Canales 4
- Programas 3
- Calibración PC



Rango de ajuste

AHORA  
 CON MAYOR  
 DISPONIBILIDAD  
 DE COLORES

\*

